



Softima[®] Active

1-delig opvangsysteem met een
huidplaat zo flexibel als kauwgom

Softima® Active

Met gepatenteerde huidbeschermmer die voelbaar zachter is

Interactie tussen hechtkracht, cohesie en adhesie

- De kleeflaag hecht onmiddellijk
- Maximaal draagcomfort*
- Nauwelijks kleefresten



Een gepatenteerde copolymeerformule


Voelt als een tweede huid*

- Dun en flexibel 1-delig systeem
- Volgt de lichaamscontouren
- Beschermst de huid



Het kijkvenster:

- Heeft de discretie van een beige zakje
- Maakt controle van de stoma en de ontlasting direct na de operatie en op een later moment mogelijk
- Helpt bij het aanleren van de verzorging
- Verkrijgbaar op de gesloten- en leegbare zakjes
- Handig en geeft zelfvertrouwen



- Visuele controle van stoma
- Controle van ontlasting
- Controle van hoeveelheid ontlasting

"De huidplaat van Softima® Active is zo flexibel als een kauwgom. Ik voel het zakje gewoon niet zitten en ik kan er alles mee."

Wendy. 41 jaar. Colostomadrager.


"Ik waardeer hoe goed het kleeft, de manier van aanbrengen, de discretie en het gemak van verwijderen zonder kleefresten."

Ellie. Stomaverpleegkundige.

Softima® Active

Extreem dun en flexibel 1-delig opvangzakje


Hoogwaardig filter




Een filtersticker voor een water- en luchtdichte afsluiting tijdens baden, douchen, zwemmen etc. wordt bijgeleverd.

Compacte vorm

Gesloten opvangzakjes



Leegbare zakjes met geïntegreerde Roll'Up sluiting



Urine zakjes met soft convex huidplaat




- Ergonomische vorm
- Geoptimaliseerde afmetingen
- 3 maten beschikbaar: mini/midi/maxi
- Ook met een Soft convex huidplaat voor Midi en Maxi Roll'up zakjes en Midi urinezakje

Handig en veilig sluitsysteem



Uitloop met een geïntegreerde klittenbandsluiting



7 cm brede uitloop wat het tussentijds leegmaken vergemakkelijkt



De zachte randen verhogen het draagcomfort als de roll'up gesloten is



Eenmaal opgevouwen en gesloten is het leegbare zakje net zo compact als een gesloten stomazakje

*International Post Market User Evaluation of Softima® / Softima® Active 1-Piece system – B. BRAUN Internal Report
** Study code: IDEA 2.60_ 12 J

Assortiment

Softima® Active gesloten zakjes – 30 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Mini	4612215K	16306600	15-45 ✂	
± 220 ml				
Midi	4612115K	16306619	15-50 ✂	
± 480 ml	4610125K	15721701	25	
	4610130K	15721728	30	
	4610135K	15721736	35	
	4610140K	15721744	40	
	4611115K	15721671	15-50 ✂	
Maxi	4612380K	16306627	15-65 ✂	
± 600 ml	4611380K	15735427	15-65 ✂	

✂ Uitknipbaar |  Split Cover |  Transparant

Softima® Active leegbare zakjes Roll'Up – 30 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Mini	4620215K	15721930	15-45 ✂	
± 260 ml	4622215K	16191757	15-45 ✂	
Midi	4620115K	15721787	15-50 ✂	
± 580 ml	4621115K	15721809	15-50 ✂	
	4620125K	15721833	25	
	4620130K	15721868	30	
	4620135K	15721892	35	
	4620140K	15721914	40	
	4622115K	16191749	15-50 ✂	
Maxi	4620380K	15721965	15-65 ✂	
± 710 ml	4621380K	15735435	15-65 ✂	
	4622380K	16191730	15-65 ✂	

✂ Uitknipbaar |  Split Cover |  Transparant

Softima® Active O'convex Roll'Up – 10 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Midi ± 600 ml	4622716K	17133750	15-45 ✂	
Maxi ± 690 ml	4622717K	17133742	15-45 ✂	

✂ Uitknipbaar |  Split Cover

Softima® Active O'convex Uro – 10 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Midi ± 670 ml	4641715K	17133769	15-35 ✂	

✂ Uitknipbaar |  Transparant

B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | customercare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.

V01/2023